



Szczotki ze specjalnego piankowego materiału

Wykonane z miękkiego, specjalnego materiału piankowego (za wyjątkiem Nr-Art. 1-7040 i 1-7041). Znacznie trwalsze niż powszechnie stosowane szczotki. Nie powodują zadrapań na przedmiotach szklanych. Nie wchłaniają wody i nie ulegają szybkiemu zużyciu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Śr. główki	Długość
	1-7036	Giętka szczotka do wysokich naczyń	20 mm	370 mm
	1-7037	Długa szczotka	70 mm	400 mm
	1-7038	Krótka szczotka	60 mm	150 mm
	1-7040	Szczotka do probówek	20 mm	180 mm
	1-7041	Szczotka do węży	25 mm	1220 mm

Opis

Wykonane z miękkiego, specjalnego materiału piankowego (za wyjątkiem Nr-Art. 1-7040 i 1-7041). Znacznie trwalsze niż powszechnie stosowane szczotki. Nie powodują zadrapań na przedmiotach szklanych. Nie wchłaniają wody i nie ulegają szybkiemu zużyciu.

Giętka szczotka do wysokich naczyń (Nr-Art. 1-7036)

Należy ją stosować tylko w naczyniach napełnionych wodą. Po namoczeniu w wodzie szczotka doskonale dopasowuje się do kształtu czyszczonego naczynia i może być dowolnie zginana.

Długa szczotka z okrągłą główką do szklanych cylindrów itp. (Nr-Art. 1-7037)

Czyści nawet najwyższe cylindry!

Krótką szczotką z okrągłą główką do zlewek itp. (Nr-Art. 1-7038)

Delikatnie czyści zlewki i podobne naczynia laboratoryjne.

Krótką szczotką ze szczeciną do probówek (Nr-Art. 1-7040)

Można ją dowolnie zginać, co umożliwia wyczyszczenie wszystkich trudno dostępnych miejsc.

Szczotka do węży (Nr-Art. 1-7041)

Szczotka z drucianym trzonkiem o dł. 122 cm. Przeznaczona do czyszczenia węży. Nadaje się do węży o śr. 1/2", 3/4" lub 1".

