


## Zestaw statywów na próbki PCR



Statywy z przezroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8 x 12) próbek 0,2 ml lub na próbki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP.

| Miniatura   | Nr-art.  | Nazwa                         | Kolor         | Szt./Op. |
|---|----------|-------------------------------|---------------|----------|
|  | A-732309 | Zestaw statywów na próbki PCR | różnokolorowe | 5 szt.   |

### Opis

Statywy z przezroczystą pokrywką. Przeznaczone na 96 szt. (8 x 12) próbek 0,2 ml lub na próbki w paskach. Odporne na temperatury od -80 do +121°C. Mogą być układane w stosy. Wykonane z PP.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 138 x 98 x 39 mm (30 mm bez pokrywki).

**Opakowanie zawiera 5 statywów w kolorach:** zielonym, czerwonym, fioletowym, żółtym, niebieskim.