



Pudełka na próbki 15 i 50 ml

Przeznaczone do przechowywania 25 próbek (Falcon) 15 ml o maks. śr. 17 mm (rzędy 5 x 5) lub 9 próbek 50 ml o maks. śr. 30 mm (rzędy 3 x 3). Z przezroczystą pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Kolor	Liczba miejsc
	2-1917	Pudełko na próbki	15 ml	przezroczysty	5 x 5
	2-1918	Pudełko na próbki	15 ml	żółty	5 x 5
	2-1919	Pudełko na próbki	15 ml	różowy	5 x 5
	2-1920	Pudełko na próbki	15 ml	zielony	5 x 5
	2-1921	Pudełko na próbki	15 ml	niebieski	5 x 5
	2-1922	Pudełko na próbki	15 ml	pomarańczowy	5 x 5
	2-1923	Pudełko na próbki	50 ml	przezroczysty	3 x 3
	2-1924	Pudełko na próbki	50 ml	żółty	3 x 3
	2-1925	Pudełko na próbki	50 ml	różowy	3 x 3
	2-1907	Pudełko na próbki	50 ml	zielony	3 x 3
	2-1908	Pudełko na próbki	50 ml	niebieski	3 x 3
	2-1909	Pudełko na próbki	50 ml	pomarańczowy	3 x 3

Opis

Przeznaczone do przechowywania 25 próbek (Falcon) 15 ml o maks. śr. 17 mm (rzędy 5 x 5) lub 9 próbek 50 ml o maks. śr. 30 mm (rzędy 3 x 3). Z przezroczystą pokrywką.

Materiał: PP, autoklawowalny do 121°C

Wymiary: 137 x 137 x 128 mm (dł. x szer. x wys.).