



81-miejscowe pudełka na fiolki



Przeznaczone do przechowywania fiolek o śr. do 12,5 mm w rzędach 9 x 9. Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką. Dolna część z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość układania w stosy. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być przechowywane w zamrażarkach w temp. do -90°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-2580	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	przeźroczyste
	2-2581	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	różowe
	2-2582	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	żółte
	2-2583	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	zielone
	2-2584	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	niebieskie
	2-2585	81-miejscowe pudełko na fiolki o śr. do 12,5 mm	pomarańczowe
	2-2586	Pokrywa zapasowa	przeźroczysta

Opis

Przeznaczone do przechowywania fiolek o śr. do 12,5 mm w rzędach 9 x 9. Z przezroczystą, szczelnie zamykającą pokrywką. Dolna część z oznaczeniami alfanumerycznymi. Możliwość układania w stosy. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Mogą być przechowywane w zamrażarkach w temp. do -90°C. Dostępne w różnych kolorach.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 130 x 130 x 45 mm

Wysoka jakość wykonania.