



Rękawice nitrylowe Nugard® - bezpudrowe

Nitrylowe rękawice diagnostyczne. Niejałowe, bezpudrowe. Końcówki palców teksturowane.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Szt./Op.
	B-0190	Rękawice nitrylowe Nugard® - jednorazowe - bezpudrowe	XS	100 szt.
	B-0191	Rękawice nitrylowe Nugard® - jednorazowe - bezpudrowe	S	100 szt.
	B-0192	Rękawice nitrylowe Nugard® - jednorazowe - bezpudrowe	M	100 szt.
	B-0193	Rękawice nitrylowe Nugard® - jednorazowe - bezpudrowe	L	100 szt.
	B-0194	Rękawice nitrylowe Nugard® - jednorazowe - bezpudrowe	XL	100 szt.

Opis

Nitrylowe rękawice diagnostyczne. Niejałowe, bezpudrowe. Końcówki palców teksturowane. **Bezlateksowe.**

Wym. opakowania (wys. x szer. x gł.): 120 x 210 x 60 mm.