



### Pudełka na fiołki i buteleczki

Przeznaczone na naczynka o maks. śr. 12 mm. Rzędy 5 x 10. Z wkładem dzielącym przestrzeń na 50 stanowisk oraz szczelnie zamykającą pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc
	2-1535	Pudełko z PP	mleczne		50 miejsc
	2-7209	Pudełko z PS	przeźroczyste		50 miejsc

#### Opis

Przeznaczone na naczynka o maks. śr. 12 mm. Rzędy 5 x 10. Z wkładem dzielącym przestrzeń na 50 stanowisk oraz szczelnie zamykającą pokrywką. Nadają się do przechowywania np:

- fiołek do autosamplera 1,2 ml (Nr-Art. 2-7200 i 2-7201),
- fiołek 1,5 ml (Nr-Art. 2-1000),
- mikroprobówek stożkowych z PP (Nr-Art. 2-1009).

Wykonane z przezrystego polistyrenu (**nieautoklawowalne**) lub przezroczystego polipropylenu (**autoklawowalne**).

**Wymiary:** 140 x 70 x 40 mm (dł. x szer. x wys.).