


Pudełko na buteleczki - 49-miejscowe



Pudełko z polistyrenu z białym wkładem z tworzywa sztucznego dzielącym przestrzeń na 49 stanowisk (rzędy 7 x 7).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba miejsc |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------|
|  | 2-1530 | Pudełko na buteleczki | |

Opis

Pudełko z polistyrenu z białym wkładem z tworzywa sztucznego dzielącym przestrzeń na 49 stanowisk (rzędy 7 x 7).

Wielkość stanowiska: 14 x 14 mm.

Przeznaczone na naczynka o wys. 40-50 mm, jak np. probówki Eppendorfa, krioprobówki 2 ml i inne. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C. Specjalnie wyprofilowany spód i pokrywka umożliwiają układanie w stosy.

Wymiary zew.: 12 x 12 x wys. 5,5 cm.