

## Pudełko na buteleczki - 49-miejscowe

Pudełko z polistyrenu z białym wkładem z tworzywa sztucznego dzielącym przestrzeń na 49 stanowisk (rzędy 7 x 7).



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	2-1530	Pudełko na buteleczki	

### Opis

Pudełko z polistyrenu z białym wkładem z tworzywa sztucznego dzielącym przestrzeń na 49 stanowisk (rzędy 7 x 7).

**Wielkość stanowiska:** 14 x 14 mm.

Przeznaczone na naczynka o wys. 40-50 mm, jak np. probówki Eppendorfa, krioprobówki 2 ml i inne. Odporne na temperatury od -40°C do +70°C. Specjalnie wyprofilowany spód i pokrywka umożliwiają układanie w stosy.

**Wymiary zew.:** 12 x 12 x wys. 5,5 cm.