





## Pudełka styropianowe na próbki



Styropianowe pudełko z pokrywką na 20 lub 100 próbek o średnicy 10,8 mm. Nadaje się do przechowywania i transportu wrażliwych na temperaturę odczynników i próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Do próbek	Liczba miejsc	Nr producenta
	J-5211	Pudełko styropianowe na próbki	o śr. 10,8 mm	20 miejsc	95-064-253
	J-5212	Pudełko styropianowe na próbki	o śr. 10,8 mm	100 miejsc	95-064-249

### Opis

Pudełko z pokrywką wykonane z białego styropianu. Doskonałe właściwości termoizolacyjne styropianowego pojemnika powodują, że nadaje się szczególnie dobrze do przechowywania i transportu wrażliwych na temperaturę odczynników i próbek. Odpowiednie do zamrażania w suchym lodzie lub ciekłym azocie oraz do rozmrażania w kąpeli wodnej. Przeznaczone do pracy z próbkami o średnicy do 10,8 mm takimi jak próbki reakcyjne o pojemności 1,5 i 2,0 ml (J-1411÷16, J-1421÷26, J-1432÷34).

Pudełka styropianowe występują w **dwóch wariantach**:

- z 20 miejscami na próbki w formacie 5 x 4, o wymiarach (DxSxW): 100 x 85 x 65 mm
- na 100 próbek ułożonych w formacie 20 x 5, o wymiarach (DxSxW): 340 x 100 x 65 mm