




Statyw Top-Rack na próbki 1,5 ml i 2,0 ml



Statyw na próbki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. **80-miejscowy**. Wykonany z polipropylenu. Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	D-1035	Statyw Top-Rack	bezbarwny
	D-1021	Statyw Top-Rack	intensywnie zielony
	D-1022	Statyw Top-Rack	niebieski
	D-1023	Statyw Top-Rack	żółty
	D-1024	Statyw Top-Rack	intensywnie pomarańczowy
	D-1025	Statyw Top-Rack	intensywnie różowy
	B-3414	Zestaw statywów Top-Rack	intensywnie niebieski, intensywnie zielony, intensywnie pomarańczowy, intensywnie różowy, żółty

Opis

Statyw na próbki 1,5 ml – 2,0 ml Top-Rack, z dwoma uchwytami. 80-miejscowy. Wykonany z polipropylenu. Odporny na temp. od -80°C do +125°C. Autoklawowalny.

W zestawie znajduje się 5 statywów – każdy o innym kolorze.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 225 x 65 x 28 mm.

Schemat numeracji stanowisk:

1 10 11 20 21 30 31 40 41 50 51 60 61 70 71 80
2 9 12 19 22 29 32 39 42 49 52 59 62 69 72 79
3 8 13 18 23 28 33 38 43 48 53 58 63 68 73 78
4 7 14 17 24 27 34 37 44 47 54 57 64 67 74 77
5 6 15 16 25 26 35 36 45 46 55 56 65 66 75 76