



## Dozownik na pudełko z rękawiczkami Fix 90, stal szlachetna

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 x 132 mm x 90 mm (dł. x szer. x wys.). Może zostać zamocowany na ścianie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	L-0181	Dozownik na 1 pudełko z rękawiczkami, Fix 90

### Opis

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 x 132 mm x 90 mm (dł. x szer. x wys.). Może zostać zamocowany na ścianie.

**Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.):** 135 x 250 x 95 mm.