



Dozownik na 3 pudełka z rękawiczkami, stal szlachetna

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 x 130 x 90 mm (dł. x szer. x wys.). Z wytłoczonym dla każdego pudełka oznaczeniem rozmiaru L, M i S. Może zostać zamocowany na ścianie.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---------|---|
|  | L-0182 | Dozownik na 3 pudełka z rękawiczkami - z oznaczeniami L/M/S |

Opis

Wykonany z wysokiej jakości stali szlachetnej. Ze szczotkowaną powierzchnią. Pasuje do pudełek z rękawiczkami i chusteczkami kosmetycznymi o maks. rozmiarach: 250 x 130 x 90 mm (dł. x szer. x wys.). Z wytłoczonym dla każdego pudełka oznaczeniem rozmiaru L, M i S. Może zostać zamocowany na ścianie.

Wymiary zew. dozownika (wys. x szer. x gł.): 392 x 258 x 96 mm.