



## Statywy na krioprobówki z blokadą w podstawie

Statywy na krioprobówki, wykonane z PC. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w każdym z otworów, uniemożliwiającą obracanie się fiolek wokół własnej osi podczas ich zakręcania i odkręcania. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Otwory o średnicy 12,5 mm, oznakowane alfanumerycznie. Można ustawiać piętrowo, jeden na drugim.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Kolor
	L-5003	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	50 miejsc	niebieski
	L-5004	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	50 miejsc	żółty
	L-5005	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	50 miejsc	zielony
	L-5006	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	50 miejsc	czerwony
	L-5007	Statyw na krioprobówki z wewnętrzną blokadą	50 miejsc	biały

### Opis

Statywy na krioprobówki, wykonane z PC. Wyposażone w wewnętrzną blokadę w każdym z otworów, uniemożliwiającą obracanie się fiolek wokół własnej osi podczas ich zakręcania i odkręcania. Z antypoślizgowymi, gumowymi nóżkami. Otwory o średnicy 12,5 mm, oznakowane alfanumerycznie. Można ustawiać piętrowo, jeden na drugim. Odporne na temperatury w zakresie -196 °C do +121 °C. Autoklawowalne. Dostępne w pięciu kolorach.

**Wymiary:** 195 x 100 x 25 mm.