



## Kolorowe krążki do znakowania krioprobówek

Wykonane z polipropylenu. Doskonale pasują do górnej części pokrywki. Ułatwiają identyfikację poszczególnych próbek. Dostępne w 5 różnych kolorach. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	A-710530	Znaczniki z PP do krioprobówek	białe	500 szt.
	A-710531	Znaczniki z PP do krioprobówek	czerwone	500 szt.
	A-710532	Znaczniki z PP do krioprobówek	niebieskie	500 szt.
	A-710533	Znaczniki z PP do krioprobówek	zielone	500 szt.
	A-710534	Znaczniki z PP do krioprobówek	żółte	500 szt.
	A-710538	Znaczniki z PP do krioprobówek	różnokolorowe	500 szt.

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Doskonale pasują do górnej części pokrywki. Ułatwiają identyfikację poszczególnych próbek. Dostępne w 5 różnych kolorach. Wolne od DNA, DNaz, RNaz i pirogenów.