


Statyw Rota-Rack[®] Duo na próbki PCR



Znakomicie nadaje się do prac z próbkami o różnej wielkości umieszczonymi obok siebie, np. przy rozcieńczaniu lub zagęszczaniu próbek. Rota-Rack[®] Duo składa się z dwóch obracalnych statywów połączonych ze sobą, wykonanych z PP. Posiada 96 miejsc na próbki o poj. 0,2 ml oraz 48 miejsc na próbki o poj. 0,5 i 1,5 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc
	2-6626	Statyw Rota-Rack [®] Duo na próbki PCR	96 x 0,2 ml, 48 x 0,5 ml, 48 x 1,5 ml

Opis

Znakomicie nadaje się do prac z próbkami o różnej wielkości umieszczonymi obok siebie, np. przy rozcieńczaniu lub zagęszczaniu próbek. Rota-Rack[®] Duo składa się z dwóch obracalnych statywów połączonych ze sobą, wykonanych z PP. Posiada 96 miejsc na próbki o poj. 0,2 ml oraz 48 miejsc na próbki o poj. 0,5 i 1,5 ml. Otwory przeznaczone na próbki 0,2 ml mają standardowy format płytek 96-dołkowych. Oznaczenie alfanumeryczne ułatwia szybką identyfikację próbek. Statyw może być autoklawowany. Wykazuje odporność na temperatury od 0 do +121°C.

Kolor: niebieski i liliowy.

Wymiary: 298 x 118 x 34 mm (dł. x gł. x wys.).