



## Statyw na próbki reakcyjne 1,5 ml

Statyw na próbki 1,5 ml. Wykonany z polipropylenu. Przeznaczony do przechowywania 20 próbek. Możliwość autoklawowania do 121°C. Z numeracją otworów.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	2-1969	Statyw na 20 próbek, 1,5 ml	żółty
	2-1975	Statyw na 20 próbek, 1,5 ml	czerwony
	2-1976	Statyw na 20 próbek, 1,5 ml	zielony
	2-1973	Statyw na 20 próbek, 1,5 ml	niebieski

### Opis

Wykonany z polipropylenu. Przeznaczony na 20 próbek o poj. 1,5 ml. Możliwość autoklawowania do 121°C. Z numeracją otworów.

**Wymiary:** 210 x 50 x 73 mm (dł. x szer. x wys.).

Produkt wysokiej jakości niemieckiej firmy Neolab.