





**Statyw na próbki - dwupoziomowy**



Przeznaczony na 20 próbek 1,5 i 2,0 ml. Dwupoziomowy. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Z uchwytem z przodu ułatwiającym przenoszenie i dobrze widoczną numeracją miejsc. Możliwość spinania pojedynczych statywów bokami. Do wyboru w różnych kolorach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Materiał
	2-1830	Statyw na próbki - dwupoziomowy	niebieski	PP
	2-1831	Statyw na próbki - dwupoziomowy	czerwony	PP
	2-1832	Statyw na próbki - dwupoziomowy	biały	PP

**Opis**

Przeznaczony na 20 próbek 1,5 i 2,0 ml. Dwupoziomowy. Wykonany z polipropylenu. Autoklawowalny. Z uchwytem z przodu ułatwiającym przenoszenie i dobrze widoczną numeracją miejsc. Możliwość spinania pojedynczych statywów bokami. Do wyboru w różnych kolorach.

**Wymiary (dł. x gł. x wys.):** 210 x 90 x 50 mm.