

## Statyw skośny na próbki



Statyw z polipropylenu. Skośny kształt statywu umożliwia wygodny dostęp do każdego rzędu próbek. Posiada 48 otworów na próbki o pojemności 1,5 ml, 1,7 ml lub 2 ml. Autoklawowalny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1225	Statyw skośny na próbki

### Opis

Statyw z polipropylenu. Skośny kształt statywu umożliwia wygodny dostęp do każdego rzędu próbek. Posiada 48 otworów na próbki o pojemności 1,5 ml, 1,7 ml lub 2 ml. Autoklawowalny.