



## Statyw 3D na próbki



Przeznaczony na maks. 48 próbek (rzędy 2 x 12). Do stosowania z mikroprobówkami o pojemności 1,5 ml. Alfanumeryczne oznakowanie rzędów. Probówki mogą być ustawiane w pozycji pionowej lub lekko pochylonej pod kątem do przodu lub do tyłu. Posiada zmywalne pole do opisu. Dostarczany z dwoma markerami (czerwony i czarny).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor
	7-7591	Statyw 3D na próbki	różowy

### Opis

Przeznaczony na maks. 48 próbek (rzędy 2 x 12). Do stosowania z mikroprobówkami o pojemności 1,5 ml.

Alfanumeryczne oznakowanie rzędów. Probówki mogą być ustawiane w pozycji pionowej lub lekko pochylonej pod kątem do przodu lub do tyłu. Posiada zmywalne pole do opisu. Dostarczany z dwoma markerami (czerwony i czarny).

**Wymiary:** 203 x 146 x 42 mm (dł. x szer. x wys.).