



## Statywy z PP do mikroprobówek

**Kartell**

Statywy do mikroprobówek. Wykonane z polipropylenu (PP). Przeznaczone na 100 probówek o poj. 1,5 ml z zamkniętą zatyczką lub na 50 probówek o poj. 1,5 ml z otwartą zatyczką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szer. x gł. x wys.	Kolor
	M-5101	Statyw do mikroprobówek (PP)	263 x 109,5 x 45 mm	biały
	M-5102	Statyw do mikroprobówek (PP)	263 x 109,5 x 45 mm	niebieski
	M-5103	Statyw do mikroprobówek (PP)	263 x 109,5 x 45 mm	żółty
	M-5104	Statyw do mikroprobówek (PP)	263 x 109,5 x 45 mm	czerwony

### Opis

Statywy do mikroprobówek. Wykonane z polipropylenu (PP). Przeznaczone na 100 probówek o poj. 1,5 ml z zamkniętą zatyczką lub na 50 probówek o poj. 1,5 ml z otwartą zatyczką.

**Ilość miejsc:** 100.