



Akrylowe statywy na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Wymiary | Kolor |
|---|---------|---|------------------|--------------|
|  | 1-5066 | Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12 | 270 x 50 x 50 mm | pomarańczowy |
|  | 1-5067 | Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12 | 270 x 50 x 50 mm | niebieski |
|  | 1-5068 | Akrylowy statyw na probówki Eppendorfa, ilość otworów: 2 x 12 | 270 x 50 x 50 mm | czerwony |

Opis

Kolorowe statywy na probówki 1,5 ml. Stabilne. Z grubym dnem i masywnymi ściankami bocznymi. Wykonane z najlepszego, oryginalnego szkła akrylowego. Higieniczne i łatwe w czyszczeniu. Bardzo trwałe.

Wymiary: 270 x 50 x 50 mm (dł. x szer. x wys.)

W każdym statywie można umieścić 24 probówki o poj. 1,5 ml.