




Statyw na próbki PCR



Stabilny statyw wykonany z PP, autoklawowalny. Format płytek mikrotitracyjnych z 96 stanowiskami.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Kolor | Liczba miejsc |
|---|---------|----------------------|-----------|---------------|
|  | 7-9720 | Statyw na próbki PCR | fioletowy | 96 miejsc |

Opis

Stabilny statyw wykonany z PP. Autoklawowalny. Podczas pracy pewnie utrzymuje próbki w jednej pozycji. Format płytek mikrotitracyjnych z 96 stanowiskami. Odpowiedni pojedynczych probówek PCR o poj. 0,2 ml, pasków 8-stanowiskowych o poj. 0,2 ml i płytek PCR do mikrotestów. Kolor jasnofioletowy.