



Rękawice Biohazard



Rękawice Biohazard odporne na temp. do 230 °C. W razie potrzeby mogą być prane, suszone. Polecane zwłaszcza do prac w bakteriologii i wirusologii. Wykonane z miękkiej bawełny. W przypadku trwale utrzymującej się wilgoci przenika ona po dłuższym czasie do wnętrza rękawic.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość	Szt./Op.
	6-2225	Rękawice Biohazard	30 cm	1 para
	6-2226	Rękawice Biohazard	47 cm	1 para

Opis

Rękawice Biohazard odporne na temp. do 230 °C. W razie potrzeby mogą być prane i suszone w suszarce bębnowej. Polecane zwłaszcza do prac w bakteriologii i wirusologii. Wykonane z miękkiej bawełny. W przypadku trwale utrzymującej się wilgoci przenika ona po dłuższym czasie do wnętrza rękawic.

Długość: 30 lub 47 cm.

Kolor: czerwono-pomarańczowy.