

Akrylowe statywy na próbki

Akrylowe statywy na próbki o pojemnościach 0,5 ml lub 1,5 ml. Dostępne w różnych kolorach.



Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Na próbki	Kolor	Liczba miejsc
	2-5019	Statyw ze szkła akrylowego	0,5 ml	przeźroczysty	16 miejsc
	2-5018	Statyw ze szkła akrylowego	1,5 ml	przeźroczysty	12 miejsc
	2-5016	Statyw ze szkła akrylowego	1,5 ml	czerwony	12 miejsc
	2-5017	Statyw ze szkła akrylowego	1,5 ml	pomarańczowy	12 miejsc
	2-5021	Statyw ze szkła akrylowego	1,5 ml	niebieski	12 miejsc

Opis

Akrylowe statywy na próbki o pojemnościach 0,5 ml lub 1,5 ml. Pasują do pojemników MiniCoolit ([nr art. 2-5024](#)). Mogą również być użytkowane jako samodzielne statywy.

Wymiary: 75 x 75 x 45 mm.