



## Statywy z odsuwaną pokrywą



Statywy na próbki do PCR wyposażone w odsuwaną pokrywę. Przeznaczone na 96 próbek PCR 0,2 ml, paski 8- lub 12-stanowiskowe i płytki 96-dołkowe do PCR. Kodowanie alfanumeryczne ułatwia identyfikację próbek. Pokrywę można z łatwością ustawić w wybranej pozycji. Statyw posiada uchwyt na etykiety do opisu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Materiał	Szt./Op.
	7-4735	Statywy z pokrywą	przeźroczyste	PS	5 szt.
	7-4736	Statywy z pokrywą	ciemnoniebieskie	PS	5 szt.
	7-4737	Statywy z pokrywą do płytek PCR	przeźroczyste	PS	5 szt.
	7-4738	Statywy z pokrywą	przeźroczyste	PP	5 szt.

### Opis

Statywy na próbki do PCR wyposażone w odsuwaną pokrywę. Przeznaczone na 96 próbek PCR 0,2 ml, paski 8- lub 12-stanowiskowe i płytki 96-dołkowe do PCR. Kodowanie alfanumeryczne ułatwia identyfikację próbek. Pokrywę można z łatwością ustawić w wybranej pozycji. Statyw posiada uchwyt na etykiety do opisu. W celu lepszego pipetowania można zamocować z boku zasobnik do pipetowania. Statyw dostarczany jest w dwóch wersjach: ze stożkowymi zagłębieniami na próbki PCR o pojemności 0,2 ml oraz z matrycą z 96 otworami doskonale nadającą się na płytki do PCR.