










## Statywy na próbki typu Falcon

Statywy wykonane z polipropylenu, na 25 próbek typu Falcon (zarówno stożkowych, jak i stojących) o poj. 15 ml lub 50 ml. Poręczne i wygodne w użytkowaniu. Zajmują niewiele miejsca - można je ustawiać jeden na drugim. Dostępne w różnych kolorach. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary
	B-0180	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 15 ml	żółty	140 x 110 x 40 mm
	B-0181	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 15 ml	pomarańczowy	140 x 110 x 40 mm
	B-0182	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 15 ml	czerwony	140 x 110 x 40 mm
	B-0183	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 15 ml	zielony	140 x 110 x 40 mm
	B-0184	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 15 ml	niebieski	140 x 110 x 40 mm
	B-0185	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 50 ml	żółty	170 x 210 x 35 mm
	B-0186	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 50 ml	pomarańczowy	170 x 210 x 35 mm
	B-0187	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 50 ml	czerwony	170 x 210 x 35 mm
	B-0188	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 50 ml	zielony	170 x 210 x 35 mm
	B-0189	Statyw na próbki typu Falcon o poj. 50 ml	niebieski	170 x 210 x 35 mm

### Opis

Statywy wykonane z polipropylenu, na 25 próbek typu Falcon (zarówno stożkowych, jak i stojących) o poj. 15 ml lub 50 ml. Poręczne i wygodne w użytkowaniu. Zajmują niewiele miejsca - można je ustawiać jeden na drugim. Dostępne w różnych kolorach. Autoklawowalne.