



Fartuch laboratoryjny - damski



Krótki fartuch laboratoryjny damski. Wykonany z lekkiej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Szeroki krój (Loose Fit).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar
	4-1380	Fartuch laboratoryjny damski	38
	4-1381	Fartuch laboratoryjny damski	40
	4-1382	Fartuch laboratoryjny damski	42
	4-1383	Fartuch laboratoryjny damski	44
	4-1384	Fartuch laboratoryjny damski	46

Opis

Krótki fartuch laboratoryjny damski. Wykonany z lekkiej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Szeroki krój (Loose Fit).

Długość: 102 cm.

100% bawełny.

Gramatura: 170 g/m².

Łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany i chlorowany, a także suszony w suszarkach. Zapinany na zatrzask. Z możliwością podwinięcia rękawów. Z plisą do podtrzymywania podwiniętych rękawów. Jedna kieszeń na wysokości piersi oraz dwie kieszenie boczne. Rozcięcie z tyłu.

Inne rozmiary (do rozm. 54) dostępne na zapytanie.