





## Statywy Pop-Up™ Rack na próbki 15 i 50 ml

Statywy, które można składać. Przeznaczone do przechowywania próbek wirówkowych o poj. 15 oraz 50 ml. Można w nich umieścić 21 próbek o poj. 15 ml lub 12 próbek o poj. 50 ml. Każdy otwór posiada osobne oznaczenie. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawiania piętrowego statywów złożonych i rozłożonych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	2-6624	Statywy Pop-Up™ Rack na próbki	niebieski	33 (21x15 ml i 12x50 ml)	2 szt.
	2-6625	Statywy Pop-Up™ Rack na próbki	różowy	33 (21x15 ml i 12x50 ml)	2 szt.

### Opis

Statywy, które można składać. Przeznaczone do przechowywania próbek wirówkowych o poj. 15 oraz 50 ml. Można w nich umieścić 21 próbek o poj. 15 ml lub 12 próbek o poj. 50 ml. Każdy otwór posiada osobne oznaczenie. Dodatkową zaletą jest możliwość ustawiania piętrowego statywów złożonych i rozłożonych. Wykonane z PP.

Statywy nie są przystosowane do autoklawowania.

**Wymiary:** 255 x 137 mm (dł. x gł.).

**Wysokość statywu złożonego:** 21 mm.

**Wysokość statywu rozłożonego:** 72 mm.