



## Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost<sup>®</sup> z kolorowym polem do opisu



Wysokiej jakości, gotowe do użycia szkiełka podstawowe mikroskopowe firmy Menzel (Thermo Scientific). Z polem do opisu w sześciu kolorach do wyboru. Pastelowa powłoka daje się opisać każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki. Opis jest wyraźny i klarowny. Powłoka pola na opis chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem się i zarysowaniami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Pole opisowe	Szt./Op.
	B-1199	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	białe	50 szt.
	B-1200	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	niebieskie	50 szt.
	B-1201	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	różowe	50 szt.
	B-1202	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	żółte	50 szt.
	B-1203	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	zielone	50 szt.
	B-1204	Szkiełka Superfrost <sup>®</sup> z polem do opisu, cięte	76 x 26 mm	pomarańczowe	50 szt.

### Opis

Wysokiej jakości, gotowe do użycia szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific). Z polem do opisu w sześciu kolorach do wyboru. Pastelowa powłoka daje się opisać każdym pisakiem i jest odporna na standardowo stosowane rozpuszczalniki. Opis jest wyraźny i klarowny. Powłoka pola na opis chroni szkiełka przed wzajemnym sklejeniem się i zarysowaniami.