



## Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost<sup>®</sup> Plus



### Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific)

Z krawędziami szlifowanymi 90°. Posiadają białe pole do opisu. Parafinowe lub świeże zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne przyciągane są elektrostatycznie. Nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest konieczne. Nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa   | Krawędzie                | Pole opisowe | Wymiary    | Grubość | Szt./Op. |
|---|---------|---|--------------------------|--------------|------------|---------|----------|
|  | B-1211  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe SuperFrost <sup>®</sup> Plus | szlifowane pod kątem 90° | białe        | 75 x 25 mm | 1,0 mm  | 72 szt.  |

### Opis

#### Wysokiej jakości szkiełka mikroskopowe podstawowe firmy Menzel (Thermo Scientific)

Parafinowe lub świeże zamrożone fragmenty tkanki oraz próbki cytologiczne przyciągane są elektrostatycznie. Nanoszenie materiałów adhezyjnych lub pokryć białkowych nie jest konieczne. Nie dochodzi do niepożądanych zabarwień tła.

**Zastosowanie:** adhezja komórek przy preparowaniu do wirowania przy standardowych wymazach wg Papanicolaou, hybrydyzacja immunoperoksydazy, hybrydyzacja DNA in situ.