



## Szklane szkiełka diagnostyczne z wgłębieniami



Wysokiej jakości szklane szkiełka diagnostyczne, powlekane żywicą epoksydową. Krawędzie szlifowane pod kątem 90°. Dostępne w wersjach z różną ilością komór/wgłębień. Z matowym polem do opisu (oprócz szkiełek 1-6298).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba wgłębień	Śr. otworów	Kolor	Szt./Op.
	1-6300	Szklane szkiełka diagnostyczne	1 wgłębienie	8 mm	niebieski	100 szt.
	1-6298	Szklane szkiełka diagnostyczne	3 wgłębienia	10 mm	czarny	100 szt.
	1-6297	Szklane szkiełka diagnostyczne	3 wgłębienia	14 mm	czarny	100 szt.
	1-6296	Szklane szkiełka diagnostyczne	8 wgłębień	6 mm	czarny	100 szt.
	1-6299	Szklane szkiełka diagnostyczne	10 wgłębień	6 mm	czarny	100 szt.

### Opis

Wysokiej jakości szklane szkiełka diagnostyczne, powlekane żywicą epoksydową. Krawędzie szlifowane pod kątem 90°. Dostępne w wersjach z różną ilością komór/wgłębień. Z matowym polem do opisu (oprócz szkiełek 1-6298).

**Wymiary:** 75 x 25 x 1 mm.