



Magazynek na szkiełka podstawowe, 50-miejscowy

Magazynek na 50 standardowych szkiełek podstawowych. Składa się z pudełka z przezroczystą pokrywką i wyjmowanego wkładu. Posiada 50 ponumerowanych miejsc do przechowywania szkiełek w pozycji stojącej. Każda szczelina pozwala na umieszczenie 2 szkiełek. Po wyjęciu wkładu w pudełku można umieścić 200 szkiełek podstawowych. Magazynek nie może być autoklawowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	7-7580	Magazynek na szkiełka podstawowe	niebieski	82 x 140 x 86 mm	50 szkiełek
	7-7581	Magazynek na szkiełka podstawowe	zielony	82 x 140 x 86 mm	50 szkiełek
	7-7582	Magazynek na szkiełka podstawowe	różowy	82 x 140 x 86 mm	50 szkiełek
	7-7583	Magazynek na szkiełka podstawowe	biały	82 x 140 x 86 mm	50 szkiełek
	7-7584	Magazynek na szkiełka podstawowe	żółty	82 x 140 x 86 mm	50 szkiełek

Opis

Magazynek na 50 standardowych szkiełek podstawowych. Składa się z pudełka z przezroczystą pokrywką i wyjmowanego wkładu. Posiada 50 ponumerowanych miejsc do przechowywania szkiełek w pozycji stojącej. Każda szczelina pozwala na umieszczenie 2 szkiełek. Po wyjęciu wkładu w pudełku można umieścić 200 szkiełek podstawowych. Magazynek nie może być autoklawowany.

Wymiary: 82 x 140 x 86 mm (szer. x dł. x wys.).