



Pudełka transportowe z PP na 5 szkiełek mikroskopowych

Pudełka wykonane z polipropylenu, przeznaczone do transportu i przechowywania szkiełek mikroskopowych. Wyposażone w prowadnice, pozwalające oddzielić od siebie poszczególne szkiełka. Z zatrzaskiwaną pokrywką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc	Szt./Op.
	1-6265	Pudełka transportowe z PP na 5 szkiełek mikroskopowych	PP	80 x 17 x 30 mm	5 miejsc	10 szt.

Opis

Pudełka wykonane z polipropylenu, przeznaczone do transportu i przechowywania szkiełek mikroskopowych. Wyposażone w prowadnice, pozwalające oddzielić od siebie poszczególne szkiełka. Z zatrzaskiwaną pokrywką.

Wymiary: 80 x 17 x 30 mm (dł. x szer. x wys.).