




Kasetka na szkiełka podstawowe, do zamrażania

Specjalna kasetka na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Przeznaczona do zamrażania wrażliwych preparatów, które muszą być przechowywane w temperaturze ok. -20°C. Wykonana z PC. Pyłoszczelna. Autoklawowalna. Odporna na temperatury od -130°C do +130°C. Zapewnia ochronę przed dostępem światła.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Materiał	Liczba miejsc
	2-2200	Kasetka na szkiełka podstawowe - do zamrażania	żółty	PC	50 szkiełek

Opis

Specjalna kasetka na 50 szkiełek podstawowych 76 x 26 mm. Przeznaczona do zamrażania wrażliwych preparatów, które muszą być przechowywane w temperaturze ok. -20°C. Wykonana z PC. Pyłoszczelna. Autoklawowalna. Odporna na temperatury od -130°C do +130°C. Zapewnia ochronę przed dostępem światła.

Kolor: żółty.

Możliwość ustawiania piętrowego.

Wymiary: 177 x 83 x 32 mm (dł. x szer. x wys.).