



## Pojemniki transportowe na szkiełka podstawowe - płaskie



Wykonane z polipropylenu. Płaski kształt. Zapewniają solidną ochronę szkiełek o wym. 76 x 26 mm w czasie transportu. Każde szkiełko zostaje umieszczone w osobnej przegródce, zaś stabilna krawędź utrzymuje je w jednej pozycji chroniąc przed uderzeniem lub wstrząsem. Nadają się zwłaszcza do wysyłki próbek cytologicznych i geologicznych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Dł. x szer. x wys.	Liczba miejsc	Szt./Op.
	B-2300	Pojemnik transportowy		98 x 50 x 6 mm	na 1 szkiełko	10 szt.
	B-2301	Pojemnik transportowy		86 x 72 x 6 mm	na 2 szkiełka	10 szt.
	B-2302	Pojemnik transportowy		84 x 100 x 6 mm	na 3 szkiełka	10 szt.

### Opis

Wykonane z polipropylenu. Płaski kształt. Zapewniają solidną ochronę szkiełek o wym. 76 x 26 mm w czasie transportu. Każde szkiełko zostaje umieszczone w osobnej przegródce, zaś stabilna krawędź utrzymuje je w jednej pozycji chroniąc przed uderzeniem lub wstrząsem. Nadają się zwłaszcza do wysyłki próbek cytologicznych i geologicznych. Opakowanie zawiera 10 sztuk.