



Pudełka transportowe na preparaty mikroskopowe

Pudełka transportowe na 5 preparatów mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm. Z zamknięciem. Z wypustkami na wewnętrznych ściankach, zapobiegającymi stykaniu się szkiełek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Liczba miejsc	Szt./Op.
	2-3080	Pudełka na preparaty mikroskopowe	PP	przeźroczysty	5 szkiełek	10 szt.
	2-3081	Pudełka na preparaty mikroskopowe	PP	żółty	5 szkiełek	10 szt.
	2-3082	Pudełka na preparaty mikroskopowe	PP	zielony	5 szkiełek	10 szt.
	2-3083	Pudełka na preparaty mikroskopowe	PP	niebieski	5 szkiełek	10 szt.

Opis

Pudełka transportowe na 5 preparatów mikroskopowych o wymiarach 76 x 26 mm. Z zamknięciem. Z wypustkami na wewnętrznych ściankach, zapobiegającymi stykaniu się szkiełek.

Wykonane z polipropylenu, odporne na temperaturę w zakresie -90°C do 121°C.