



## Fartuchy laboratoryjne z bawełny - długość 1/1 - damskie i męskie



Fartuch laboratoryjny ze 100% białej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Z długim rękawem. Wzmocnione kieszenie boczne i kieszeń na wysokości piersi. Odporny na chlorowanie i łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Rozmiar
	4-1044	Fartuch laboratoryjny	męski	44
	4-1046	Fartuch laboratoryjny	męski	46
	4-1048	Fartuch laboratoryjny	męski	48
	4-1050	Fartuch laboratoryjny	męski	50
	4-1052	Fartuch laboratoryjny	męski	52
	4-1054	Fartuch laboratoryjny	męski	54
	4-1056	Fartuch laboratoryjny	męski	56
	4-1136	Fartuch laboratoryjny	damski	36
	4-1138	Fartuch laboratoryjny	damski	38
	4-1140	Fartuch laboratoryjny	damski	40
	4-1142	Fartuch laboratoryjny	damski	42
	4-1144	Fartuch laboratoryjny	damski	44
	4-1146	Fartuch laboratoryjny	damski	46

Opis

Fartuch laboratoryjny ze 100% białej bawełny. Z wykładanym kołnierzem. Z długim rękawem. Wzmocnione kieszenie boczne i kieszeń na wysokości piersi. Odporny na chlorowanie i łatwy w pielęgnacji. Może być gotowany.

**Fartuch damski:** dł. 105 cm, z zapięciem na guziki, paskiem na plecach i rozcięciem z tyłu.

**Fartuch męski:** dł. 104 cm, z zatrzaskami.