





## Fartuchy laboratoryjne - wielorazowe

### Fartuch tekstylny:

Ciemny, jednostronnie gumowany fartuch na bazie tekstyliów. Z paskiem tekstylnym do zawiązania na plecach.

### Fartuch winylowy:

Przeźroczysty, mocny fartuch winylowy. Na brzegach wzmocniony białą tasiemką tekstylną. Powierzchnia gładka, bez porów. Łatwy w czyszczeniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał
	2-2065	Fartuch laboratoryjny	tekstylny, ciemny, gumowany
	2-2068	Fartuch laboratoryjny	wynylowy, przeźroczysty

### Opis

#### Fartuch tekstylny:

Ciemny, jednostronnie gumowany fartuch na bazie tekstyliów. Strona wewnętrzna w kolorze szarym, dzięki czemu nie dochodzi do zabrudzenia ubrań przy odwrotnym założeniu. Z paskiem tekstylnym do zawiązania na plecach.

**Wymiary (szer. x dł.):** 93 x 105 cm.

#### Fartuch winylowy:

Przeźroczysty, mocny fartuch winylowy. Na brzegach wzmocniony białą tasiemką tekstylną. Powierzchnia gładka, bez porów. Łatwy w czyszczeniu.

**Wymiary (szer. x dł.):** 93 x 105 cm.