



## Fartuch ochronny Cryo-Apron<sup>®</sup>



Przeznaczony do prac w bardzo niskich temperaturach. Chroni przed rozpryskami i parami kriogenicznymi. Całkowicie wolny od azbestu. W 100% wodoodporny. Dwustronny. Z regulowanymi paskami w talii i na szyi. Odporny na większość substancji chemicznych. Antystatyczny. Nadaje się do pracy w pomieszczeniach sterylnych. Może być prany w pralkach.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Długość
	T-2201	Fartuch ochronny krio	92 cm
	T-2202	Fartuch ochronny krio	107 cm
	T-2203	Fartuch ochronny krio	122 cm
	T-2204	Fartuch ochronny krio	138 cm

### Opis

Niezbędnym elementem ochronnym w pracy skrajnych warunkach temperaturowych jest dobry fartuch ochronny. Cryo-Apron<sup>®</sup> to fartuch laboratoryjny zapewniający ochronę tułowia i górnej części nóg. Materiał z którego jest wykonany chroni przed temperaturami od -160°C do +150°C. Wielowarstwowa budowa powoduje że, może być stosowany w pracy z suchym lodem, ciekłym azotem lub podczas pracy przy autoklawie. Fartuchy Cryo-Apron<sup>®</sup> są w 100% wodoodporne i całkowicie wolne od azbestu. Ten element ochronnej garderoby pasuje na różne typy sylwetek ponieważ jest wyposażony w regulowane paski w talii i na szyi, zapinane na klamry.

### Cechy:

- szerokość: 61 cm,
- zakres ochrony: od -160°C do +150°C,
- wodoodporny,
- dwustronny,
- odporny na większość substancji chemicznych,
- antystatyczny,
- może być prany w pralce.