
















Statywy z PP na próbówki

Stabilne i wytrzymałe statywy na próbówki. Wykonane z polipropylenu w naturalnym kolorze. Odporne na działanie chemikaliów. Połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Śr. próbek	Wymiary
	1-5155	Statyw z PP na próbówki	2 x 6	14 mm	155 x 64 mm
	1-5156	Statyw z PP na próbówki	2 x 12	14 mm	310 x 64 mm
	1-5157	Statyw z PP na próbówki	3 x 12	14 mm	310 x 83 mm
	1-5166	Statyw z PP na próbówki	4 x 12	14 mm	310 x 110 mm
	1-5158	Statyw z PP na próbówki	2 x 6	18 mm	155 x 64 mm
	1-5159	Statyw z PP na próbówki	2 x 12	18 mm	310 x 64 mm
	1-5160	Statyw z PP na próbówki	3 x 12	18 mm	310 x 83 mm
	1-5167	Statyw z PP na próbówki	4 x 12	18 mm	310 x 110 mm
	1-5161	Statyw z PP na próbówki	2 x 6	22 mm	155 x 70 mm
	1-5162	Statyw z PP na próbówki	2 x 12	22 mm	325 x 70 mm
	1-5163	Statyw z PP na próbówki	3 x 12	22 mm	325 x 105 mm
	1-5164	Statyw z PP na próbówki	2 x 6	30 mm	215 x 80 mm
	1-5165	Statyw z PP na próbówki	2 x 12	30 mm	430 x 80 mm

Opis

Stabilne i wytrzymałe statywy na próbówki. Wykonane z polipropylenu w naturalnym kolorze. Odporne na działanie chemikaliów. Połączenia śrubowe ze stali nierdzewnej.

Autoklawowalne do: 121°C.

Wysokość: 65 mm.

Dostępne średnice otworów: 14, 18, 22 i 30 mm.

Właściwości biologiczne: nietoksyczne dla kultur komórkowych.