



Statyw do miareczkowania

Kartell

Statyw zaprojektowany do przeprowadzania miareczkowania. Specjalna konstrukcja umożliwia kontrolę zmiany barwy cieczy w próbówce. Wykonany z polipropylenu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Śr. otworów	Liczba miejsc
	B-3600	Statyw do miareczkowania	215 x 55 x 65 mm	16 mm	10 miejsc
	B-3601	Statyw do miareczkowania	215 x 55 x 65 mm	18 mm	9 miejsc

Opis

Statyw zaprojektowany do przeprowadzania miareczkowania. Specjalna konstrukcja umożliwia kontrolę zmiany barwy cieczy w próbówce. Wykonany z polipropylenu.