



Statywy ociekowe na próbki



Statywy wyposażone w kołki. Probówki mogą być wkładane między kołki w celu przechowywania lub nakładane na nie w celu osuszenia. Przystosowane także do innych naczyń reakcyjnych. Wykonane z polipropylenu. Stabilne, w łaźniach wodnych nie wypływają na powierzchnię. Możliwość autoklawowania do 135°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Dla probówek	Kolor	Liczba miejsc	Wymiary
	B-0495	Statyw ociekowy na próbki	10-13 mm	biały	96 (8 x 12)	179x127x64 mm
	B-0496	Statyw ociekowy na próbki	10-13 mm	niebieski	96 (8 x 12)	179x127x64 mm
	B-0497	Statyw ociekowy na próbki	14-17 mm	biały	50 (5x10)	187x105x70 mm
	B-0498	Statyw ociekowy na próbki	14-17 mm	niebieski	50 (5x10)	187x105x70 mm

Opis

Statywy wyposażone w kołki. Probówki mogą być wkładane między kołki w celu przechowywania lub nakładane na nie w celu osuszenia. Przystosowane także do innych naczyń reakcyjnych. Wykonane z polipropylenu. Stabilne, w łaźniach wodnych nie wypływają na powierzchnię. Możliwość autoklawowania do 135°C.