





## Statywy na próbki, niebieskie (PP)

Wytrzymałe i stabilne! Statywy przeznaczone do różnych zastosowań, np. do wygodnego przechowywania i transportu próbek o śr. do 18 mm. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Kolor niebieski.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	1-3116	Statyw na próbki, 12-stanowiskowy
	1-3117	Statyw na próbki, 24-stanowiskowy

### Opis

Wytrzymałe i stabilne! Statywy przeznaczone do różnych zastosowań, np. do wygodnego przechowywania i transportu próbek o śr. do 18 mm. Wykonane z polipropylenu. Autoklawowalne do 121°C. Kolor niebieski.

**Wymiary:** 180 x 57 x 120 mm lub 327 x 57 x 120 mm (dł. x szer. x wys.).