



## Statywy ComfoRack 30

**Simport**

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

| Miniatura | Nr-art.  | Nazwa                | Kolor         | Liczba miejsc | Dł. x szer. x wys. | Szt./Op. |
|-----------|----------|----------------------|---------------|---------------|--------------------|----------|
|           | A-733171 | Statywy ComfoRack 30 | liliowe       |               |                    | 2 szt.   |
|           | A-733172 | Statywy ComfoRack 30 | niebieskie    |               |                    | 2 szt.   |
|           | A-733173 | Statywy ComfoRack 30 | zielone       |               |                    | 2 szt.   |
|           | A-733174 | Statywy ComfoRack 30 | żółte         |               |                    | 2 szt.   |
|           | A-733175 | Statywy ComfoRack 30 | pomarańczowe  |               |                    | 2 szt.   |
|           | A-733179 | Statywy ComfoRack 30 | różnokolorowe |               |                    | 5 szt.   |

### Opis

Statywy przeznaczone do przechowywania naczynek reakcyjnych i probówek Falcon. Wykonane z wytrzymałego acetopolimeru.

**ComfoRack 30:** na 18 probówek o średnicy do 30 mm.

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 296 x 115 x 64 mm

Statywy ComfoRack na pozostałe rozmiary probówek:

[A-733151 i nast. – średnica do 13 mm](#)

[A-733161 i nast. – średnica do 16 mm](#)