



## Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów



Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich próbek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy próbki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu).

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa   | Do próbek | Kolor                                 | Dł. x szer. x wys. | Szt./Op. |
|-----------|---------|---|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|
|           | L-0080  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | niebieski/zielony + zielony/niebieski |                    | 2 szt.   |
|           | L-0081  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | niebieski/żółty + żółty/niebieski     |                    | 2 szt.   |
|           | L-0082  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | różowy/biały + biały/różowy           |                    | 2 szt.   |
|           | L-0083  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | niebieski                             |                    | 2 szt.   |
|           | L-0084  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | biały                                 |                    | 2 szt.   |
|           | L-0085  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | różowy                                |                    | 2 szt.   |
|           | L-0086  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | żółty                                 |                    | 2 szt.   |
|           | L-0087  | Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów |           | zielony                               |                    | 2 szt.   |

### Opis

Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich próbek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy próbki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu). Ażurowa konstrukcja umożliwia obserwację zawartości próbek bądź oznakowań na etykietach.

Dostępne w różnych kolorach.

Wymiary pojedynczego statywu: 181 x 56 x 76 mm.