



Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów



Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich próbek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy próbki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szt./Op.
	L-0080	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	niebieski/zielony + zielony/niebieski	2 szt.
	L-0081	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	niebieski/żółty + żółty/niebieski	2 szt.
	L-0082	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	różowy/biały + biały/różowy	2 szt.
	L-0083	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	niebieski	2 szt.
	L-0084	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	biały	2 szt.
	L-0085	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	różowy	2 szt.
	L-0086	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	żółty	2 szt.
	L-0087	Statywy na próbki o poj. 5-50 ml, o zmiennej średnicy otworów	zielony	2 szt.

Opis

Innowacyjne, uniwersalne statywy, pozwalające na stabilne ustawienie wszelkich próbek o średnicy 12-30 mm (poj. ok. 5-50 ml). Posiadają otwory idealnie dopasowujące się do średnicy próbki. Statywy mogą być ze sobą łączone (wówczas przy przenoszeniu należy zapewnić dodatkowe podparcie od spodu). Ażurowa konstrukcja umożliwi obserwację zawartości próbek bądź oznakowań na etykietach.

Dostępne w różnych kolorach.

Wymiary pojedynczego statywu: 181 x 56 x 76 mm.