



Pojemnik do przechowywania czepków

Wykonany z tworzywa ABS. Przeznaczony do użytku w obszarach farmaceutycznych, laboratoriach czy pomieszczeniach sterylnych. Zabezpiecza czepki przed kurzem i wodą rozpryskową. Funkcjonalny wzór. Szybka i prosta obsługa. Łatwy montaż. Oznakowany międzynarodowym symbolem zgodnie z VGB 125. Dostarczany łącznie z elementami montażowymi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Kolor
	2-6063	Pojemnik na czepki	236 x 225 x 125 mm	przezroczysty
	2-6064	Pojemnik na czepki	236 x 225 x 125 mm	niebieski

Opis

Wykonany z tworzywa ABS. Przeznaczony do użytku w obszarach farmaceutycznych, laboratoriach czy pomieszczeniach sterylnych. Zabezpiecza czepki przed kurzem i wodą rozpryskową. Funkcjonalny wzór. Szybka i prosta obsługa. Łatwy montaż. Oznakowany międzynarodowym symbolem zgodnie z VGB 125. Dostarczany łącznie z elementami montażowymi.