




## Statyw neoRack<sup>®</sup> na próbki Eppendorf o poj. 5 ml

Praktyczny statyw przeznaczony na próbki typu Eppendorf o poj. 5 ml. Wykonany z polipropylenu (PP). Kolor żółty. 2 rzędy po 8 otworów o średnicy 16,5 mm. Numeracja stanowisk. Specjalne antypoślizgowe podstawki. Możliwość autoklawowania do temperatury 121°C (bez gumowych podstawek).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Rzędy
	2-1900	Statyw na próbki Eppendorf o poj. 5 ml	żółty	2 x 8

### Opis

Praktyczny statyw przeznaczony na próbki typu Eppendorf o poj. 5 ml. Wykonany z polipropylenu (PP). Kolor żółty. 2 rzędy po 8 otworów o średnicy 16,5 mm. Numeracja stanowisk. Specjalne antypoślizgowe podstawki. Możliwość autoklawowania do temperatury 121°C (autoklawowanie bez gumowych podstawek).

**Wymiary (dł. x szer. x wys.):** 250 x 80 x 45 mm.