




Akrylowy statyw na próbówki typu Eppendorf o poj. 5 ml

Stabilny, masywny statyw wykonany ze szkła akrylowego. Części boczne mocno klejone i łączone śrubami. Przeznaczony na próbówki typu Eppendorf o poj. 5 ml. Z oznaczeniami numerycznymi stanowisk. Łatwy w czyszczeniu oraz bardzo wytrzymały.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary	Liczba miejsc
	1-5125	Akrylowy statyw na próbówki typu Eppendorf o poj. 5 ml	224 x 50 x 55 mm	2 x 8

Opis

Stabilny, masywny statyw wykonany ze szkła akrylowego. Części boczne mocno klejone i łączone śrubami. Przeznaczony na próbówki typu Eppendorf o poj. 5 ml ([dostępne pod Nr-Art. K-0157 i nast.](#)). Z oznaczeniami numerycznymi stanowisk. Łatwy w czyszczeniu oraz bardzo wytrzymały.

Średnica otworów: 17 mm.