

Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową



Elegancja i wysoki komfort noszenia. Powierzchnia zewnętrzna oraz część wewnętrzna wykonane ze skóry. Antypoślizgowa podeszwa w kolorze jasnozielonym, odporna na tłuszcze zwierzęce. Antystatyczne. Regulowany pasek na podbiciu. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Rozmiar	Kolor
	1-6210	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	36	biały
	1-6211	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	37	biały
	1-6212	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	38	biały
	1-6213	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	39	biały
	1-6214	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	40	biały
	1-6215	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	41	biały
	1-6216	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	42	biały
	1-6217	Buty laboratoryjne z podeszwą antypoślizgową	43	biały

Opis

Elegancja i wysoki komfort noszenia. Powierzchnia zewnętrzna oraz część wewnętrzna wykonane ze skóry. Antypoślizgowa podeszwa w kolorze jasnozielonym, odporna na tłuszcze zwierzęce. Antystatyczne. Regulowany pasek na podbiciu. Zgodne z normami CE, EN ISO 20347:2007.